

ELEK's medium modifisert

ELEK's medium modifisert

Sluttkontroll utført:

DATO	SIGN

1 MEDIETS ANVENDELSESOMRÅDE

Corynebact.diphtheriae.

2 UTSTYR, HJELPEMIDLER**3 PROSEDYRE**

Produksjonsnr. _____ Dato: _____ Produsert mengde: _____

Mål/vei inn: Ingredienser	Produsent	Katalognr	Batch nr.	Rom nr.	Mengde 500 ml	Sign
1) Proteose pepton	BD	211684		U334	10 g	
Maltose	BD	216820		U334	1,5 g	
Lactic acid				U334	0,35 ml	
1N NaOH	Applichem	181691.1211			7,5 ml	
Renset vann					250 ml	
2) Bacto agar	BD	214010		U334	7,5 g	
NaCl				U334	2,5 g	
Renset vann					250 ml	

	Tilberedning	Sign
Blanding	1) Ingrediensene løses ved hjelp av oppvarming. pH reguleres til 8. Filtreres gjennom filterpapir. 2) Ingrediensene løses ved hjelp av oppvarming. 1 og 2 blandes. pH reguleres til 8.	
Fordeling	I vanligrør med hetter á 12-13 ml.	

Autoklav	Ved 115 °C i 10 min.	
-----------------	----------------------	--

4 KONTROLL

4.1 *Testing av produktet etter tillaging*

Gjøres ikke av substratlab.

4.2 *Kontroller/referansemateriale (FH-Ba _____)*

4.3

4.3 *Anmerkninger*

Spesielle hendelser i prosedyren noteres, dateres og signeres her.

5 LAGRING OG HOLDBARHET

Merkes med:	Navn, produksjonsnr., dato / finner ikke opplysning om holdbarhet. Det skal stå på etiketten hvor mange ml det er i hvert rør.
Oppbevaring (etterlagring):	Bestillingsvare.

6 FEILKILDER

Tatt feil boks proteose pepton.

7 LITTERATURREFERANSER

Cruickshank.2 1972

Modified microbiologi Churchill Livingstone Edinburg og London

Plass for etikett-mal

ELEK's medium

Modifisert

Antall ml.

Prod.nr.

Dato