

Godkjent av: SAAM

Arbeidsskjema

604-FE-AS-016

Versjon: 2.0

Gyldig fra: 05.05.20

0,9 % Saltvann

Mengde:	Produksjonsnr.:	Dato:	Godkjent:
Utbytte	Skåler : ia	Rør: ia	Flasker:

1. Bruksområde

2. Ingredienser

Mål/vei inn	Produsent	Katalognr.	Helsefare	Rom nr.	Mengde	Sign
Natriumklorid	Merck	1.06404	ia	U334	9,0 g	
Renset vann til			ia	-	1000 ml	

3. Prosedyre

	Tilberedning			Instr. Reg.nr.	Sign
Blanding	Saltet løses i vann i en målekolbe.			-	
Tilsetting	ia			-	-
pH-måling	ia			-	-
Osmolaritet	Mål osmolaliteten.			4777	
Fordeling	à 100 ml på IF- flasker med plastkork. Alternativ 500 ml, 1000 ml.			-	
Sterilisering	Filtrering: ia	Autoklaving: 121 °C i 15 min.	Agarkoker: ia	10539	

4. Anmerkninger/rutiner

5. Prosedyrekontroll/merking

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
pH	ia	-	-
Visuell inspeksjon	Klar væske		
Sterilkontroll	ia	-	-
Osmolaritet	286 ± 15 mOsm/kg.		
Mengde pr. enhet	100 ml	-	
Holdbarhet	-	-	-
Etikett	0,9 % saltvann, produksjonsnr., dato	ia	
Pakking	I kurver	-	
Oppbevaring	Kjølig	-	

Godkjent av: SAAM

Arbeidsskjema

604-FE-AS-016

Versjon: 2.0

Gyldig fra: 05.05.20

0,9 % Saltvann

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
Kopi av arbeidsskjema	Legges ved produktet.	-	

6. Referanse

7. Plass for utskrifter og etiketter