

CAMHB- Kationjustert Mueller Hinton Buljong

Mengde:	Produksjonsnr.:	Dato:	Godkjent:
Utbytte	Skåler : ia	Rør:	Flasker: ia

1. Bruksområde

Buljongen brukes til resistenstesting av P3- bakterier.

2. Ingredienser

Mål/vei inn	Produsent	Katalognr.	Helsefare	Rom nr.	Mengde	Sign
I) Mueller Hintom II Broth	BD	212322	Ia	U334	11 g	
Renset vann	-	-	Ia	-	500 ml	

3. Prosedyre

	Tilberedning	Instr. Reg.nr.	Sign
Blanding	Mål opp renset vann i flaske. Tilsett pulveret. Bland ved rysting. Kok blandingen i ett minutt.	-	
Tilsetting	ia	-	-
pH-måling	ia	-	-
Osmolaritet	ia	-	-
Fordeling	Jobb i sterilbenk! Etter autoklaving tappes 22 ml i sentrifugerør (sterile plastrør med blå kork- røren fås fra Beredskapslaboratoriet) Det kan også fordeles etter ønske fra rekvirent.	10230	
Sterilisering	Filtrering: ia	Autoklaving: 115 °C i 15 min.	Agarkoker: ia
		10539	

4. Anmerkninger/rutiner

-

5. Prosedyrekontroll/merking

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
pH	ia	-	-
Visuell inspeksjon	Klar væske/ buljong		
Sterilkontroll	Alle rør, et døgn i 37 °C		

Godkjent av: SAAM

Arbeidsskjema

604-FE-AS-019

Versjon: 2.0

Gyldig fra: 05.05.20

**CAMHB- Kationjustert Mueller Hinton
Buljong**

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
Osmolaritet	-	-	-
Mengde pr. enhet	22 ml		
Holdbarhet	3 måneder	-	-
Etikett	CAMHB, produksjonsnr., dato og holdbarhet	ia	
Pakking	I kurver/ stativ	-	
Oppbevaring	Kjølig	-	
Kopi av arbeidsskjema	Legges ved produktet.	-	-

6. Referanse

-

7. Plass for utskrifter og etiketter