

Laurylsulfat (Natrium laurylsulfat)

Gyldig fra: 05.05.20

Mengde:	Produksjonsnr.:	Dato:	Godkjent:
Utbytte	Skåler : ia	Rør:	Flasker: ia

1. Bruksområde

Tb-laboratoriet.

2. Ingredienser

Mål/vei inn	Produsent	Katalognr.	Helsefare	Rom nr.	Mengde	Sign
SDS 10%	Sigma	71736	C	U334	15 ml	
Natriumhydroxyd 5M	Applichem	182159.1211	C	U235	2,5 ml	
Sterilt rensset vann			ia	-	32,5 ml	

3. Prosedyre

	Tilberedning/ Ekstraktbuljong I			Instr. Reg.nr.	Sign
Blanding	Varm opp sterilt vann til ca 56 °C i en 100 ml EM-kolbe i vannbad. SDS 10 % og NaOH tilsettes og kolben settes i 80 °C i 10 min i vannbad.			4788	
Tilsetting	ia			-	-
pH-måling	ia			-	-
Osmolaritet	ia			-	-
Fordeling	Den blir laget direkte i EM- kolbe.			-	
Sterilisering	Filtrering: ia	Autoklaving: ia	Agarkoker: ia	-	-

4. Anmerkninger/rutiner

NB! Kolben leveres Tb- laboratoriet mens den er varm.

5. Prosedyrekontroll/merking

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
pH	ia	-	-
Visuell inspeksjon	Klar væske		
Sterilkontroll	ia	-	-
Osmolaritet	ia	-	-
Mengde pr. enhet	50 ml	-	

Laurylsulfat (Natrium laurylsulfat)

Gyldig fra: 05.05.20

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
Holdbarhet	En uke	-	-
Etikett	Laurylsulfat, produksjonsnr., holdbarhetsdato	ia	
Pakking	Leveres i EM- kolbe til rekvirent samme dag	-	
Oppbevaring	ia	-	-
Kopi av arbeidsskjema	Legges ved produktet.	-	

6. Referanse

7. Plass for utskrifter og etiketter