

BHI buljong

Mengde:	Produksjonsnr.:	Dato:	Godkjent:
Utbytte	Skåler : ia	Rør:	Flasker:

1. Bruksområde

Beredskap laboratoriet

2. Ingredienser

Mål/vei inn	Produsent	Katalognr.	Helsefare	Rom nr.	Mengde	Sign
Brain Heart infusion	BD	237500	ia	U334	37 g	
Renset vann			-		1000 ml	

3. Prosedyre

	Tilberedning			Instr. Reg.nr.	Sign
Blanding	Mål opp rensset vann i en flaske. Tilsett pulveret. Bland ved rysting. Varmes opp til alt er løst. Trenger ikke å koke opp.			-	
Tilsetting	ia.			-	-
pH-måling	ia			-	-
Osmolaritet	ia			-	-
Fordeling	Etter ønske fra rekvirenten. Til Beredskap*: OBS! Autoklaveres før fordeling. 10 ml i cellekultur flasker uten filter. Fordeles i sterilbenk.			10230	
Sterilisering	Filtrering: ia	Autoklaving: 121 °C i 15 min	Agarkoker: ia	10539	

4. Anmerkninger/rutiner

* Beredskap bestiller flaskene selv. Vi må si fra før det begynner å bli tomt.

5. Prosedyrekontroll/merking

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
pH	ia	-	-
Visuell inspeksjon	Gulaktig klar væske		
Sterilkontroll	Alle rør/ flasker 2-3 døgn i inkubator.		
Osmolaritet	ia	-	-
Mengde pr. enhet	10 ml i cellekulturflasker, 3 ml i WR-rør eller fordelt etter rekvirentens ønske.		

BHI buljong

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
Holdbarhet	6 mnd.	ia	
Etikett	BHI buljong, produksjonsnr., dato, utløpsdato	ia	
Pakking	-	-	-
Oppbevaring	Kjølig	-	
Kopi av arbeidsskjema	Legges ved produktet.		

6. Referanse

-

7. Plass for utskrifter og etiketter