

Brucella buljong

Mengde:	Produksjonsnr.:	Dato:	Godkjent:
Utbytte	Skåler : ia	Rør:	Flasker:

1. Bruksområde

Buljongen brukes til resistenstesting av P3-bakterier

2. Ingredienser

Mål/vei inn	Produsent	Katalognr.	Batch nr.	Helsefare	Rom nr.	Mengde	Sign
Brucella Broth	BD	211088		ia	U334	14 g	
Renset vann				-		500 ml	

3. Prosedyre

	Tilberedning			Instr. Reg.nr.	Sign
Blanding	Mål opp rensed vann i en flaske. Tilsett pulveret. Bland ved rysting. Varmes opp til alt er løst. Trenger ikke å koke opp. Autoklaver før tapping.			-	
Tilsetting	ia.			-	-
pH-måling	ia			-	-
Osmolaritet	ia			-	-
Fordeling	Jobb i sterilbenk! Fordeles 22 ml i sterile sentrifugerør med skrukork (rørene får vi fra Beredskapslaboratoriet). Det kan også fordeles etter ønske fra rekvirent.			10230	
Sterilisering	Filtrering: ia	Autoklaving: 121 °C i 15 min	Agarkoker: ia	10539	

4. Anmerkninger/rutiner

* Beredskap bestiller flaskene selv. Vi må si fra før det begynner å bli tomt.

5. Prosedyrekontroll/merking

Parameter	Krav	Avlest verdi/resultat	Sign
pH	ia	-	-
Visuell inspeksjon	Gulaktig klar væske		
Sterilkontroll	Alle rør/ flasker 1 døgn i inkubator.		
Osmolaritet	ia	-	-
Mengde pr. enhet	22 ml i sentrifugerør eller fordelt etter rekvirentens ønske.	-	

Brucella buljong

Parameter	Krav	Avlest verdi/ resultat	Sign
Holdbarhet	3 mnd.	ia	
Etikett	Brucella buljong, produksjonsnr., dato, utløpsdato	ia	
Pakking	I kurv		
Oppbevaring	Kjølig		
Kopi av arbeidsskjema	Legges ved produktet	-	

6. Referanse

-

7. Plass for utskrifter og etiketter