

2017/198 Vedlegg 2: Oversikt over analyser Cytometri pr. januar 2017

Analyser	Innstilling	Frekvens innstilling
Immunfenotyping 8-farge o Lymfoproliferativ o AML o Spinalvæske o MRD B- ALL o MRD T-ALL o MRD AML o MRD Myelom o MRD MCL o LAD	Kompensasjon og Application settings etter Euroflow	Etter Service Ved ny baseline
BAL	"	"
PNH Leukocytter	"	"
PNH erythrocytter	Egen innstilling	Sjekk etter service
CD34 kvantitering	Lyse/Wash	Daglig v/ 7- color setup beads.
	Egen optimerings kontroll	Ved Stamcelle høstinger
Viabilitet CD34	Lyse/ Wash	Ved reinfusjon av stamcelle produkt. Samme som CD34 kvant.
	Egen optimerings kontroll	
Abs.Tall lymfocytter	Lyse No Wash	Daglig v/ 7-color setup beads
Abs tall v/Rituximab	"	"
BURST-test	Lyse /Wash	"
HLA-B27	HLA -B27 kalibrator	Daglig etter 7 color setup beads
HLA-B27 retest	Lyse/Wash	Daglig v/7-color setup beads
Kvalitetskontroll av leucocytter	Egen innstilling	Sjekk etter service
Trombocytt antistoff screening og forlik	Egen innstilling	Sjekk etter service
HPA 1a	Egen innstilling	"
EMA	Egen innstilling	"